

Lin28A Rabbit Mab - Q9H9Z2

Artikelnummer: CM0002184



Einführung

LIN28A kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf menschliches LIN28A ab, einen Schlüsselregulator der miRNA-Biogenese und Pluripotenz. Ideal für Stammzellen- und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIN28A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Spezies	Mensch
GenID	79727
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 100-209 von menschlichem LIN28A (NP_078950.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H9Z2
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel