

Lipin 1 Kaninchen-Mak Für Wb Und Elisa - Q14693

Artikelnummer: CM0010097

Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Lipin 1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Lipidstoffwechsels, der Adipozyten-Differenzierung und der mitochondrialen Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lipin 1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PAP1; Lipin 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23175
Gen-ID	23175
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 101-200 des humanen Lipin 1 (Q14693) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14693
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel