


Lipocalin-2/Ngal Kaninchen Pab - P80188

Artikelnummer: CM0023747



Einführung

Hochwertiger kaninchener polyklonaler Antikörper gegen humanes Lipocalin-2/NGAL, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von Eisenstoffwechsel, angeborener Immunität und Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lipocalin-2/NGAL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalin-2/NGAL
Spezies	Mensch
Gen-ID	3934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-198 von humanem Lipocalin-2/NGAL (NP_005555.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P80188
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel