

Liraglutid-Kaninchen-Mab - Liraglutid

Artikelnummer: CM0011765

Einführung

Ein gegen Liraglutid gerichteter monoklonaler Kaninchenantikörper mit speziesunabhängiger Kreuzreaktivität, validiert für Dot Blot (DB) und ELISA. Entwickelt zur Unterstützung der Entwicklung von Liraglutid-Immunoassays, pharmakokinetischer Studien und der Überwachung von Anti-Drug-Antikörpern (ADA) in der präklinischen und klinischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Liraglutid-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Liraglutid
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Liraglutid entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku