

Lox Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

Artikelnummer: CM0003861

Einführung

LOX (Lysyl oxidase) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem LOX. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und Fibrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LOX Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AAT10; LOX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4015
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 318-417 von humanem LOX (P28300) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28300
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel