

Lpin2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q92539

Artikelnummer: CM0018656

Einführung

LPIN2 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem LPIN2, einer Phosphatidat-Phosphatase, die am Lipidstoffwechsel beteiligt ist. Geeignet für Stoffwechsel- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LPIN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LPIN2; Lipin 2
Spezies	Mensch
Gen-ID	9663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 180-400 von humanem LPIN2 (NP_055461.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92539
Proteinmasse	99 kDa
Versand	Eisbeutel