

Lrg1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q91XI1

Artikelnummer: CM0026802

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Maus-LRG1, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Menschen. Geeignet für die Forschung an Leucin-reichen Repeat-Proteinen. Spezifikationen umfassen rekombinantes Immunogen und 38 kDa Molekulargewicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	A2GL; Irhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
Art	Maus
GenID (Mensch)	116844
GenID	76905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-342 von Maus-LRG1 (NP_084072.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q91XI1
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eispackung