

Lrp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07954

Artikelnummer: CM0013533



Einführung

LRP1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem und murinem LRP1, einem 505-kDa-Endozytose-Rezeptor, der für den Lipidstoffwechsel und die TAU-Ausbreitung entscheidend ist. Unterstützt die kardiovaskuläre und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	LRP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-168 von LRP1 entspricht (NP_002323.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q07954
Proteingewicht	505 kDa
Versand	Kühlakku