

Lsmp Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13449

Artikelnummer: CM0015513

Einführung

Dieser LSAMP polyklonale Kaninchenantikörper eignet sich für Western Blot und ELISA und erkennt LSAMP von Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von neuronaler Lenkung und der Entwicklung hippocampaler Moosfasern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSAMP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAMP; IGLON3; LSAMP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4045
Gen-ID	4045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 219-315 des menschlichen LSAMP (NP_002329.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13449
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel