

Lumican (Lum) Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P51884

Artikelnummer: CM0027355

Einführung

Lumican (LUM) polyklonaler Kaninchen-Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Spezifisch für menschliches, murines und Ratten-Lumican. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für Forschung zu extrazellulärer Matrix und Hornhaut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lumican (LUM) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4060
GenID	4060
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51884
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel