

Ly-6A/E (Sca-1) Kaninchen-Pak - P05533

Artikelnummer: CM0022513

Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-Ly-6A/E (Sca-1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal für die T-Zell-Aktivierung und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ly-6A/E (Sca-1) Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)
Spezies	Maus
Gen-ID	110454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-100 von Maus-Ly6a entspricht. (NP_034868.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05533
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel