

Ly-6C Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P0Cw02

Artikelnummer: CM0019330

Einführung

Ly-6C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, zielt auf das Maus-Lymphozytenantigen 6C1 (GPI-verankertes Membranprotein). Geeignet für die Immunzellforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ly-6C Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Spezies	Maus
GenID	17067 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-Ly-6C
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P0CW02
Proteinmasse	14KDa
Versand	Eisbeutel