

Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Ly-6G Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35461

Artikelnummer: CM0007191

Einführung

Hochleistungsfähiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Ly-6G für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. In der Maus validiert, gegen das 14-kDa-Lymphozytenantigen 6G (P35461) gerichtet, für die Knochenmark- und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ly-6G-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
GeneID	546644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-105 des Maus-Ly-6G (NP_001297367.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku