


LYAR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nx58

Artikelnummer: CM0021555



Einführung

LYAR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q9NX58) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der rRNA-Prozessierung und der Transkriptionsregulationsfunktionen von LYAR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LYAR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
Spezies	Human
GeneID (human)	55646
GeneID	55646
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-160 von humanem LYAR (NP_060286.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NX58
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel