

Lysozym (LYZ) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - P61626

Artikelnummer: CM0016845



Einführung

Lysozym (LYZ) Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Lysozym C, einem bakteriolytischen Enzym. Ideal für die Untersuchung von antimikrobieller Aktivität und Amyloidose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lysozym (LYZ) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LZM; LYZF1; Lysozym (LYZ)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4069
GenID	4069
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Lysozym (Lysozym (LYZ)) (NP_000230.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61626
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eispackung