

M1-Linkage-Spezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb-, Db- Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000067

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen M1-Linkage-spezifisches Polyubiquitin, validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-Spezies. Ideal für Ubiquitin-Ketten-Linkage-Studien und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	M1-Linkage-spezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-pAb
GenelD (Human)	7314
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem M1-Linkage-spezifischem Polyubiquitin (NP_066289.3/NP_061828.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel