


Mad1/Mad1L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6D9

Artikelnummer: CM0014408



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MAD1 (MAD1L1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung zur Spindel-Assemblierungs-Kontrolle und Zellzyklus-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD1/MAD1L1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	8379
GeneID	8379
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-700 von humanem MAD1L1 (NP_001013859.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6D9
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eistasche