


Madcam1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13477

Artikelnummer: CM0027991



Einführung

MADCAM1 Kaninchen-Polyklonalantikörper geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, ratten MADCAM1 (~40 kDa). Ideal für die Erforschung der mukosalen Immunität und des Lymphozyten-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MADCAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MACAM1; MADCAM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8174
Gen-ID	8174
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen MADCAM1 (NP_570116.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13477
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eistasche