

Mafb Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q9Y5Q3

Artikelnummer: CM0017003

Einführung

MAFB Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der den menschlichen Transkriptionsfaktor MafB (36 kDa) zielgerichtet bindet. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Hämatopoese und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAFB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9935
GenID	9935
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5Q3
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel