

Magoh Kaninchen Pab - P61326

Artikelnummer: CM0030058



Einführung

MAGOH Poliklonales Kaninchen-Antikörper für WB/ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murine, ratten MAGOH (17 kDa). Ideal für Forschung zu prä-mRNA-Spleißen, Exon-Übergangs-Komplex und nicht-sinnvermittelten Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGOH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4116
GenID	4116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-146 von menschlichem MAGOH (NP_002361.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61326
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel