

Mammaglobin A Kaninchen Mab - Q13296

Artikelnummer: CM0002022

Einführung

Hochqualitärer Mammaglobin A Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA-Anwendungen. Validierung mit rekombinantem Protein-Immunogen, humane Kreuzreaktivität. Ideal für Brustkrebsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mammaglobin A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobin A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4250
Gen-ID	4250
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-93 von humanem Mammaglobin A (Q13296) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13296
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel