

Man1A2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60476

Artikelnummer: CM0016095

Einführung

Hochwertiger MAN1A2-Kaninchen-Polyklonalantikörper (UniProt O60476), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliche und murine Mannosyl-Oligosaccharid-1,2-alpha-Mannosidase IB, ein Schlüsselenzym im N-Glykan-Processing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAN1A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAN1B, MAN1A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10905
GeneID	10905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-180 von humanem MAN1A2 (NP_006690.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60476
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel