


Mannose-Rezeptor/Cd206 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61830

Artikelnummer: CM0006585



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den C-Terminus des Maus-Mannose-Rezeptors/CD206 (MRC1). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Makrophagen-Endozytose und Pathogen-Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mannose-Rezeptor/CD206 monoklonaler Kaninchen-Antikörper (mAb)
Anmerkungen/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Mannose-Rezeptor/CD206
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4360
Gen-ID	17533
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q61830
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel