

Map2 Kaninchen Mab - P11137

Artikelnummer: CM0005130

Einführung

Rabbit monoklonaler MAP2-Antikörper validiert für WB, IF, IHC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet gegen die Isoformen A, B, C von MAP2, ermöglicht Studien zum neuronalen Zytoskelett und zur Dendritenmorphologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4133
Gen-ID	4133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 des menschlichen MAP2 (NP_002365.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11137
Proteinmasse	200 kDa
Versand	Eisbeutel