

Map7D1 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q3Kqu3

Artikelnummer: CM0019437

Einführung

Der MAP7D1-Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt das humane und murine MAP7-Domain-haltige Protein 1. Validiert für WB und ELISA, zielt dieser Antikörper auf ein mikrotubuli-stabilisierendes Protein ab, das an der Zellmotilität und dem Neuritenwachstum beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP7D1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	RPRC1; PARCC1; MAP7D1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55700
GenID	55700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-460 von humanem MAP7D1 (NP_060537.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q3KQU3
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel