


Mapre1 Kaninchen Pab - Q15691

Artikelnummer: CM0030779



Einführung

MAPRE1 Kaninchen Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt MAPRE1 (EB1) von Mensch, Maus und Ratte mit rekombinantem Immunogen. 30 kDa Protein, Versand auf Eis. Unterstützt Studien zu Mikrotubuli-Dynamik und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPRE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EB1; MAPRE1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	22919
GenID	22919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 134-268 von menschlichem MAPRE1 (NP_036457.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15691
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel