

Marcksl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49006

Artikelnummer: CM0030080

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen MARCKSL1 (MARCKS-ähnliches Protein 1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben validiert wurde. Nützlich für die Untersuchung der Regulation des Aktin-Zytoskeletts und der Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARCKSL1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65108
Gen-ID	65108
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-195 von menschlichem MARCKSL1 (NP_075385.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49006
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel