

Mat1A Kaninchen-Pak - Q00266

Artikelnummer: CM0030057



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAT1A (44 kDa) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der S-Adenosylmethionin-Biosynthese in der Leber.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAT1A Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4143
GenID	4143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-395 von humanem MAT1A (NP_000420.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00266
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel