


Mavs Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Artikelnummer: CM0005454



Einführung

MAVS Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität. MG 57kDa. - Q7Z434.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAVS Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57506
Gen-ID	57506
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 121-220 von humanem MAVS entspricht (NP_065797.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q7Z434
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel