


Mavs Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Artikelnummer: CM0027543



Einführung

MAVS Kaninchen polyklonaler Antikörper (IPS1/VISA/CARDIF), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und antiviralen Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAVS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57506
GenID	57506
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MAVS (NP_065797.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z434
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel