


## Mbd2-Kaninchen-Pab - Q9Ubb5

Artikelnummer: CM0020761



### Einführung

MBD2-Kaninchen-pAb ist ein in Kaninchen erzeugter polyklonaler Antikörper gegen humanes MBD2, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Chromatinremodellierung und Genstilllegung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MBD2-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | DMTase; NY-CO-41; MBD2                                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                                |
| GeneID (Mensch)   | 8932                                                                                                                  |
| GeneID            | 8932                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 202–411 des humanen MBD2 (NP_003918.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q9UBB5                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 43 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                              |