


Mbd2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubb5

Artikelnummer: CM0017224



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MBD2, einen Methyl-CpG-bindenden Transkriptionsrepressor und Bestandteil des NuRD-Komplexes. Validiert für WB und ELISA, reagiert kreuz mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Epigenetik und Gen-Stillelegung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBD2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Spezies	Mensch
GenID	8932
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-411 von humanem MBD2 entspricht (NP_003918.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBB5
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel