

Mbd6 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q96Dn6

Artikelnummer: CM0024213

Einführung

Polyklonaler Anti-MBD6-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Anwendungen in der Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBD6 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	MBD6
Spezies	Human
GeneID (Human)	114785
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 880-980 des humanen MBD6 (NP_443129.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96DN6
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Eisbeutel