

Mcl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q07820

Artikelnummer: CM0016067



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MCL1 für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Apoptose- und Zellüberlebensstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4170
GeneID	4170
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q07820
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel