

Mcl1 Kaninchen-Polklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07820

Artikelnummer: CM0013406



Einführung

MCL1 Kaninchen-polklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines MCL1 (37 kDa), einen wichtigen Apoptoseregulator. Ideal für Forschung zu Zellüberleben und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4170
GenID	4170
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem MCL1 (NP_068779.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q07820
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel