


## Mcm4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P33991

Artikelnummer: CM0018054



### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches MCM4, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der DNA-Replikationslizenzierung und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktname       | MCM4 Rabbit pAb                                          |
| Bemerkungen/Alias | NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4 |
| Spezies           | Mensch                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 4173                                                     |
| Gen-ID            | 4173                                                     |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                                     |
| Quelle            | Kaninchen                                                |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                      |
| SWISS             | P33991                                                   |
| Proteingewicht    | 97 kDa                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                |