


Mcm5-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P33992

Artikelnummer: CM0012622



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MCM5, einen Faktor für die Lizenzierung der DNA-Replikation. Validiert für WB-, IHC-P-, IP- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Zellzyklus und der DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM5-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4174
GeneID	4174
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 635-734 des humanen MCM5 (P33992) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33992
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Ice-Pack