


Mda5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Byx4

Artikelnummer: CM0009083



Einführung

MDA5 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Q9BYX4) für WB, IP, ELISA. Erkennt humanes IFIH1, einen zytoplasmischen Sensor für virale Nukleinsäuren. Geeignet für die Forschung zur angeborenen Immunantwort und Virusinfektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDA5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Spezies	Mensch
GenID	64135
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-205 von humanem IFIH1 (NP_071451.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BYX4
Proteingewicht	25 kDa / 117 kDa
Versand	Eisbeutel