

MdfI Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99750

Artikelnummer: CM0017577

Einführung

MDFI Kaninchen pAb validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Detektiert endogenes MDFI in Proben von Mensch, Maus und Ratte. MyoD-Familieninhibitor beteiligt an Myogenese und Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDFI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	I-MF; I-mfa; MDFI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4188
GenID	4188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des menschlichen MDFI (NP_005577.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99750
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel