

## Mdh2 Kaninchen Pab - P40926

Artikelnummer: CM0014570



### Einführung

Hochwertiges polyklonales Anti-MDH2-Antikörper für WB und ELISA. Spezifisch für menschliche und murine mitochondriale Malatdehydrogenase, essentiell für Studien zum Zitronensäurezyklus und Malat-Aspartat-Shuttle. Ideal für Forschung zu Stoffwechsel- und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MDH2 Kaninchen pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 4191                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 4191                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 59-338 von menschlichem MDH2 (NP_005909.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                      |
| SWISS             | P40926                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 36kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |