

Med25 Kaninchen Pab - Q71Sy5

Artikelnummer: CM0019723



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes MED25 (ARC92/p78), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Mediator-Komplexes und der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MED25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAP0758; MED25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81857
Gen-ID	81857
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-200 des humanen MED25 (NP_112235.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q71SY5
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel