

Med26 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - O95402

Artikelnummer: CM0020943



Einführung

MED26 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen rekombinantes humanes MED26-Protein hergestellt wurde. Er erkennt MED26 in Human, Maus und Ratte mittels WB und ELISA und unterstützt die Forschung zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED26 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CRSP7; CRSP70; MED26
Spezies	Human
GenID (Human)	9441
GenID	9441
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 500-574 von humanem MED26 (NP_004822.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95402
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel