

Mef2A+Mef2C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06413 / Q02078

Artikelnummer: CM0012635

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen MEF2A und MEF2C gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der Muskeldifferenzierung, neuronalen Entwicklung und der Funktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEF2A+MEF2C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4208/4205
GenID	4208/4205
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-473 von menschlichem MEF2A+MEF2C (Q06413) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q06413/Q02078
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel