

Megf10 Kaninchen Pab - Q96Kg7

Artikelnummer: CM0015482

Einführung

MEGF10 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MEGF10 (Q96KG7) gerichtet ist. Validierter Einsatz in Western Blot und ELISA. Er detektiert endogenes MEGF10 in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Phagozytose und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MEGF10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
Spezies	Human
GeneID (Human)	84466
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-160 von humanem MEGF10 (NP_115822.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96KG7
Protein-Gewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel