

Mek3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46734

Artikelnummer: CM0025852

Einführung

Hochwertiger MEK3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und ratten MEK3 (MAP2K3). Ideal für Stress-Signalweg- und MAPK-Pfad-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5606
GeneID	5606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem MEK3 (NP_659731.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46734
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche