

Mek3/Mek6 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P46734 / P52564

Artikelnummer: CM0003792

Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches MEK3/MEK6 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt zur Untersuchung von MAP-Kinase-Signalwegen bei Stress- und Zytokinreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK3/MEK6 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5606/5608
GenID	5606/5608
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 248-347 von menschlichem MEK3/MEK6 (P46734) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46734/P52564
Proteingewicht	39,37 kDa
Versand	Eisbeutel