


Menin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00255

Artikelnummer: CM0010504



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Menin-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-Menin. Geeignet für Chromatinbiologie und Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEAI; SCG2; Menin
Spezies	Human
GeneID (human)	4221
GeneID	4221
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 516-615 von humanem Menin (O00255) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00255
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel