

Merlin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35240

Artikelnummer: CM0022620



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Merlin (NF2), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes Merlin in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Geeignet für Studien zu Hippo-Signalübertragung, Tumorsuppression und Membranbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Merlin Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Merlin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4771
GenID	4771
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 347-595 von menschlichem Merlin (NP_000259.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35240
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel