


Metap2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50579

Artikelnummer: CM0008207



Einführung

METAP2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-METAP2, eine Methionin-Aminopeptidase, die für die N-terminale Methioninentfernung und die Regulation der Proteinsynthese entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METAP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10988
GeneID	10988
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 380-478 von humanem METAP2 (NP_006829.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50579
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel