

Methyl-Hp1 Gamma/Cbx3 (H175) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Q13185 Für Dot Blot & Elisa

Artikelnummer: CM0000222



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen methyliertes HP1 gamma/CBX3 an Position H175, validiert für Dot Blot und ELISA in humanen Proben. Erkennt das humane CBX3-Protein (21 kDa). Geeignet für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11335
GenID	11335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-183 von humanem HP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13185
Proteinmasse	21kDa
Versand	Eispackung